


# Aesculap<sup>®</sup> AdTec<sup>®</sup> needle holder

Suturing made simple



Aesculap Endoscopic Technology

# Aesculap® AdTec® needle holder










With these needle holders Aesculap offers a range of instruments specially developed for suturing and knotting. The new axial handle allows the instruments to be rotated very easily. The matching combinations of needle holders enable reliable and efficient working.

Mit diesen Nadelhaltern bietet Aesculap ein speziell zum Nähen und Knoten entwickeltes Instrumentarium an. Durch den neuen axialen Handgriff können die Instrumente sehr einfach rotiert werden. Mit den aufeinander abgestimmten Nadelhalter Kombinationen ist ein zuverlässiges und effizientes Arbeiten möglich.

- Specific grip on curved and straight needles; reliable grip on the suture thread.
  - Integrated overload protection allows holding course needles as reliably as fine ones.
  - Ergonomic working posture through axial handle design. The axial arrangement allows holding the instrument in any position.
  - Simple lock with just two fixed positions following the push ballpoint principle. The needle can thus be gripped reliably with the lock either engaged or released.
  - Easier suturing and knotting through mutually corresponding instrument combinations.
  - Versatile needle holders available in different diameters and lengths.
  - All DUROGRIP needle holders with tungsten carbide inserts in jaw parts.
- 
- Gezieltes Fassen von gebogenen und geraden Nadeln und zuverlässiges Greifen des Fadens.
  - Durch den eingebauten Überlastungsschutz im Instrument können grobe Nadeln ebenso zuverlässig gehalten werden wie feine.
  - Ergonomische Arbeitsweise durch axialen Handgriff. Durch die axiale Anordnung kann das Instrument in jeder Position gehalten werden.
  - Einfache Sperre mit nur zwei Rastpositionen nach dem Kugelschreiberprinzip. Die Nadel kann somit mit arretierter und gelöster Sperre zuverlässig gefasst werden.
  - Erleichtertes Nähen und Knoten durch miteinander korrespondierende Instrumentenkombinationen.
  - Vielfältig einsetzbare Nadelhalter, die in unterschiedlichen Durchmessern und Längen verfügbar sind.
  - Alle DUROGRIP Nadelhalter mit Hartmetalleinlagen in den Maulteilen.

# Aesculap® AdTec® needle holder



		Catalog number Artikelnummer	
DUROGRIP Needle holder straight Nadelhalter gerade	3.5 mm/200 mm		PL419R
	3.5 mm/290 mm		PL418R
	5 mm/310 mm		PL407R
	5 mm/370 mm		PL404R
	5 mm/420 mm		PL416R
		1:1	
DUROGRIP Needle holder curved left Nadelhalter links gebogen	5 mm/310 mm		PL408R
	5 mm/370 mm		PL405R
	5 mm/420 mm		PL417R
		1:1	
DUROGRIP Needle holder curved right Nadelhalter rechts gebogen	5 mm/310 mm		PL413R
	5 mm/370 mm		PL415R
		1:1	
DUROGRIP Assist. needle holder, 2 x 3 teeth Assist. Nadelhalter, 2 x 3 Zähne	5 mm/310 mm		PL409R
		1:1	
CROCE/OLMI DUROGRIP Needle holder fenestrated DUROGRIP Nadelhalter gefenstert	5 mm/310 mm		PL410R
		1:1	
CROCE/OLMI DUROGRIP Needle holder crimped DUROGRIP Nadelhalter gekröpft	5 mm/310 mm		PL411R
		1:1	
DUROGRIP Needle holder curved left Nadelhalter links gebogen	10 mm/310 mm		PL412R
		1:1	

# Aesculap® AdTec® needle holder




Catalog number  
 Artikelnummer

SUPER-righting needle holder  
 SUPER-righting Nadelhalter

5 mm/310 mm

PL414R

1:1



SUPER-righting needle holder.

Allow automatic upright positioning of the needle at different angles to the instrument shaft.

Selbstaufrichtender Nadelhalter.

Ermöglicht das selbsttätige Aufrichten der Nadel in unterschiedlichen Winkelstellungen zum Instrumentenschaft.

Additional instrument with same handle  
 Zusätzliches Instrument mit gleichem Handgriff

Anvil Grasper

Anlegezange für Gegendruckplatte eines Circular-Staplers  
 10 mm/370 mm

PL406R

1:1



Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Germany  
Phone +49 (0) 74 61 95-0 | Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 | [www.aesculap.com](http://www.aesculap.com)

Aesculap – a B. Braun company

The main product trademark 'Aesculap' and the product trademark 'AdTec' are registered trademarks of Aesculap AG.

Subject to technical changes. All rights reserved.  
This brochure may only be used for the exclusive purpose of obtaining information about our products. Reproduction in any form partial or otherwise is not permitted.

Brochure No. C00411

0913/2.0/9